

衛生環境を整える
DUSKIN

ドアノブに



スイッチに



テーブルや椅子に



アクリル仕切りや
ガラスに



今、使用中の除菌剤と
くらべてみてください!

細菌やウイルスを
除去できる除菌剤が
500mLあたり

19.8円 (税込)

※希釈用の水、ボトルやスプレーノズルは含まれません。

エレベーターの
ボタンに



受付カウンターや
レジ周辺に



フロアに



タブレット(ガラス面)に



※液晶画面にはお使いいただけません。

除菌率^{※1}
99%

※1 すべての菌を除去する
わけではありません。

ウイルス
除去^{※2}

※2 すべてのウイルスに効果が
あるわけではありません。
エンベロープタイプの
ウイルスで効果が確認

抗ウイルス
試験概要

●試験対象：薬液
●ウイルス：エンベロープタイプのウイルス
●作用時間：試験管内で5分
●効果：ウイルス99.9%減少

キャップで計量、簡単希釈
スプレーして拭くだけ!

濃縮タイプだから、これ1本で500mLの
スプレーボトル100本分!(50倍希釈の場合)

ダスキンフィニッシュ除菌剤(濃縮タイプ)

標準価格 (1L) **1,980円** (税抜1,800円)



毎日の細菌・
ウイルス除去の強い味方!
**低コストの除菌剤
デビュー!**

経済的!

これ1本で100本分!
500mLあたり、わずか19.8円(税込)!

ダスキンフィニッシュ除菌剤1本から、500mL容器なら
100本つくれます。除菌・ウイルス除去の作業頻度が高い
場合や、除菌剤のコストが気になっている施設におすすめ
です。濃縮タイプだから、保管スペースにも困りません。



1L

500mL × 100本
(500mLあたり19.8円(税込))

効率的!

さまざまな箇所を除菌できて、
使い方もカンタン!

水で洗える硬質表面ならどこでも使えます。使い方はカン
タン、対象面にスプレーして拭くだけでOK。水拭きモップ
を使えば、広いフロアの除菌も楽にできます。



Point .1

塩化ベンザルコニウム2.5%を配合。
(※50倍希釈時 塩化ベンザルコニウム0.05%)
除菌・ウイルス除去効果があります。

Point .2

1本で50L、500mL約19.8円で
100本の除菌剤を作れるので
とても経済的です。

Point .3

二度拭き不要で、
水で洗える硬質表面であれば、
アクリルやガラスなどにも
安心して使用できます。

Point .4

ほのかに香る香料(ミント)を配合。
清掃済みの場所が分かりやすい。

調理器具や食器などの
除菌・ウイルス除去[※]には

食品添加物のアルコール製剤。
食品が触れるところにも安心して使えます。

500mL
ボトル
8本分

アルコール除菌剤 (原液使用)

標準価格 (4L)	3,630円 (税抜3,300円)
ハンドスプレー	132円 (税抜120円)
500mLボトル	88円 (税抜80円)

●液性：中性 ●火気注意 ●食品添加物製剤



〈商品仕様〉

商品名	ダスキンフィニッシュ 除菌剤 (濃縮タイプ)
用途	水で洗える硬質表面の除菌・ ウイルス除去
成分	●塩化ベンザルコニウム ●エタノール ●香料 (ミント)
液性	中性
容量 (使用量)	1 L (50倍希釈：50 L分)

ダスキンすえたけ

☎0973-22-6276

担当

<https://www.suetake.jp/>

